



PRIM



Fisioterapia y Rehabilitación



maxTENS 2000

Equipo de estimulación eléctrica no invasiva (TENS)

- Alivio sintomático y tratamiento del dolor
- Tratamiento complementario del dolor agudo post-traumático o post-quirúrgico.
- Elimina el dolor sin fármacos



Maletín MaxTens

maxTENS 2000

La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea es una técnica no invasiva y constituye un método de control del dolor sin fármaco. TENS utiliza los diminutos impulsos eléctricos enviados a los nervios a través de la piel para modificar nuestra percepción del dolor. TENS no funciona en todas las personas; sin embargo, en la mayoría de pacientes resulta eficaz para reducir o eliminar el dolor, y les permite volver a su actividad normal.

Es utilizado para el alivio sintomático y el tratamiento del dolor crónico intratable, así como para el tratamiento complementario del dolor agudo postraumático o postquirúrgico. Este dispositivo requiere receta y debería utilizarse siguiendo una supervisión médica continuada.

Puede conectarse un par de electrodos a cada canal de salida. La electrónica del maxTENS 2000 crea impulsos eléctricos cuya amplitud, ancho del pulso, frecuencia del pulso, contracción, relajación y rampa pueden modificarse con las teclas correspondientes.

CARACTERÍSTICAS

Canales:	Dos
Amplitud del impulso:	80 mA máximo (valor pico) En una carga de 500 Ω
Ancho del impulso:	Ajustable de 50 a 250 μ s
Intensidad del pulso:	Ajustable de 1-150 Hz
Forma de la onda:	Rectangular bifásica asimétrica Impulso cuadrado monofásico.
Modo:	Se dispone de 3 modos Modo A - constante Modo B - Pulsátil Los arranques se producen 2 veces cada segundo. Ancho del impulso (200 μ s) Frecuencia: 100 Hz Modo C - modulación Modulación del ancho del impulso Modulación del ancho del impulso de 100 a 250 μ s en 6 segundos y regresar a 100 μ s en los 6 segundos siguientes. Se puede seleccionar la intensidad del impulso.
Temporizador:	15, 30, 45, 60, 90 minutos o continuo
Voltaje:	de 0 a 40 V (carga: 500 ohm)
Potencia:	Batería 9V, tipo 6 F22 x 1
Vida de la batería:	Aprox. 30 horas en una configuración normal
Tamaño:	105 x 70 x 24 mm
Peso:	121 g (batería incluida)

DATOS DE PEDIDO: maxTENS 2000 - cod. 508575

Incluye:

- Unidad TENS x 1
- Electrodos TENS x 4
- Cables x 2
- Batería: 9V, tipo 6F22 x 1
- Manual de instrucciones x 1
- Maletín de transporte x 1



Click cinturón



vista delantera abierto



vista lateral



vista trasera

al Servicio de la Salud



C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfono: 902 161 024 - Fax: 902 102 418
e-mail: info@enraf.es - www.enraf.es

Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia