



MASTERPLUS ULTRA

Tratamiento avanzado con ondas de choque radiales.



MASTERPLUS ULTRA

Calidad en los detalles:

Los aparatos de ondas de choque de STORZ MEDICAL son diseñados para una larga vida útil. Por eso se emplean sólo materiales y componentes de alta calidad. La ligereza óptica del MASTERPULS® »ultra« es respaldada por el uso de aluminio anodizado. La sencillez inspiradora del buen diseño allana consecuentemente el camino para innovaciones duraderas. Así, el MASTERPULS® »ultra« impresiona por su visionaria carcasa »Single Frame« y el bloque neumático de diseño monolítico que garantiza una alta seguridad de servicio. Líneas claras y un frente inspirado por una onda de choque que está propagándose señalan la fuerza del accionamiento »Air Power« integrado y extremadamente silencioso y la Una pasión por calidad y diseño fiabilidad de este nuevo aparato de ondas de choque. Como resultado, la nueva línea MASTERPULS® se presenta de manera inconfundible y segura garantizando al mismo tiempo progresividad, elegancia y perfección – y estabilidad de valor.

Alivio significativo del dolor – Satisfacción de los pacientes

Lo que es probablemente el aspecto más importante para un paciente que sufre de dolor es notar el éxito de la terapia con ondas de choque inmediatamente después del tratamiento, si es posible.

El MASTERPULS® »ultra« ofrece la mejor base para atender estas altas expectativas de los pacientes. La tecnología del transmisor D-ACTOR® del aplicador del MASTERPULS® »ultra« permite alisar el músculo rápida y duraderamente, como es necesario también en el tratamiento clásico de puntos de gatillo.

Display »Active-tip-control«

El aplicador nuevo del MASTERPULS® »ultra« con display »Activetip- control« establece estándares innovadores en la terapia con ondas de choque radiales. El diseño ergonómico del aplicador garantiza un tratamiento eficaz que no fatiga. Todos los elementos de operación importantes están integrados en el aplicador. La frecuencia y el nivel de energía pueden ser ajustados directamente mediante teclas lo que facilita el trabajo en el paciente. El número total de los impulsos disparados se deja controlar bien.

»Individual Parameter Setting«

La ventaja exclusiva del aplicador del MASTERPULS® »ultra«: El (IPS-Control) para todas las indicaciones de ESWT contiene expertos parámetros de tratamiento recomendados por usuarios expertos y garantiza un ajuste previo seguro. Ejemplo: »O-01« para metatarsalgia, »O-02 para aquilodinia, »O-03« para tendinitis calcárea, ...

Highlights

- Diseño ergonómico del aplicador
- Display innovador »Active-tip-control« con selección de presión y frecuencia.
- »Individual Parameter Setting« (IPS-Control)) para diferentes indicaciones
- Tratamiento que no fatiga
- Posibilidad de configurar tratamientos personalizados.

DATOS DE PEDIDO

469169 MP100 Ultra + tablet y soporte

ACCESORIOS INCLUIDOS:

2 Balas

2 Ejes

Transmisores de ondas de choque patentados – ¡Toda la energía dirigida hacia la zona del dolor!

STORZ MEDICAL ha desarrollado un programa de transmisores especialmente para el tratamiento con ondas de choque radiales, diseñado deliberadamente para indicaciones individuales de ESWT. Para tales transmisores se emplean materiales que corresponden a la investigación más reciente y optimizan la velocidad de transmisión de la energía de ondas de choque en la zona del dolor. Al mismo tiempo, las pérdidas de energía en la superficie de acoplamiento en la piel son minimizadas. Como resultado de estas investigaciones se obtienen los mayores éxitos de tratamiento con el MASTERPULS »ultra«.

Especificaciones:


Presión 0.3-5.0 bares

Frecuencia: 1-21 Hz

V-Actor 2.4 bares/30Hz (opcional)

Pantalla LED

Revisión de la pieza de mano: + 2 millones de impulsos.



al Servicio de la Salud



C/ Yolanda González nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid
Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17 - e-mail: info.fisioterapia@prim.es - www.primphysio.es